



Medical Cam FM-100 AS

Descrizione:

- Campi Di Utilizzo: Odontoiatria, Medicina estetica, Chirurgia
- Settori di utilizzo: Università, Cliniche, Sala operatoria, Web binary
- RegISTRAZIONI procedure mediche con video e audio
- Cattura immagini durante procedure medicali
- Trasmissione in diretta di procedure medicali (iOS e Windows app)
- Selezione dell'ingrandimento (6x, 3x, 2x)
- Autofocus istantaneo: 5cm- infinito
- Connessione Wi-Fi al PC/Smartphone/Tablet
- Pedale per fermo immagine e video Wireless (option)
- Memoria interna 128 GB
- Supporta le app per l'anteprima e l'installazione: iOS (9.0 o versioni successive), Windows 10 (64 bit)
- Supporta le app Lite per l'anteprima e l'installazione senza streaming live: Android (7.0 o versioni successive)



Specifiche del Prodotto

Specifiche della camera

Sensore Immagine	• 4M pixel
Lente	• Lunghezza focale effettiva (E.F.L.): f 8.5 mm, F number: F 6.8
Fuoco	• Autofocus (5cm ~ Infinity) • Messa a fuoco manuale (5cm ~ 200cm)
Rapporto di ingrandimento	• 6x, 3x, 2x
LED	• 3 Livelli: Low / Middle / High
Angolo della cerniera	• Cerniera anteriore: su 30 ° / giù 45 °, Seconda cerniera: su: 30 ° / giù 45 °

Specifiche LAN wireless

Wi-Fi	• 802.11 b/g/n
Intervallo di frequenza	• 2.4GHz to 2.4835 GHz
Tipo di antenna	• Antenna interna, 1Tx1R
Bluetooth	• BT 4.0 (LE)

MDS – Medical Devices and Supplies S.R.L.

Sede Legale e Amministrativa: Via Federico Patetta, 45 – 00167 Roma – Italy Sede Operativa: Via Ceppo 2/A – 23807 Merate (LC)
Tel. +39 039 9999811 – Fax +39 039 9999899 E-mail: info@mdsmedical.it
R.E.A.: Roma 1030381 – P. IVA: 07408671001 – Cap. Soc. 10.000,00 i.v.



Specifiche del sistema

Archiviazione interna	• 128 GB
Risoluzione video	• FHD 1080P 30FPS • HD 720P 30FPS
Formato di registrazione	• *.mp4
Formato video	• Video: H.264, Audio: AAC
Porte / Pulsanti	• Pulsante di alimentazione • Pulsante Avvia / Interrompi registrazione e istantanea • Tasto reset • Connettore USB di tipo C per la ricarica • Jack per cuffie (3,5mm)
Stato del Display	• 3-colori LED (Rosso, Blu, Verde)
Batteria	• 3350mAh, removable 3.7V Li-ion 18650
Ore lavorative:	• 5 ore (LED spento, FHD registrazione, Anteprima dell'App) • 3 ore (LED alto, FHD registrazione, Anteprima dell'App)
Condizioni Ambientali	• Temperatura di operazione: 0°C ~ 40°C • Temperatura di conservazione: -10°C ~ 60°C
Dimensioni	• L: 312mm, P: 100mm, A: 150mm
Peso	• 198g

MDS – Medical Devices and Supplies S.R.L.

Sede Legale e Amministrativa: Via Federico Patetta, 45 – 00167 Roma – Italy **Sede Operativa:** Via Ceppo 2/A – 23807 Merate (LC)

Tel. +39 039 9999811 – **Fax** +39 039 9999899 **E-mail:** info@mdsmedical.it

R.E.A.: Roma 1030381 – P. IVA: 07408671001 – Cap. Soc. 10.000,00 i.v.



MDS

medical devices and supplies



MDS – Medical Devices and Supplies S.R.L.

Sede Legale e Amministrativa: Via Federico Patetta, 45 – 00167 Roma – Italy **Sede Operativa:** Via Ceppo 2/A – 23807 Merate (LC)

Tel. +39 039 9999811 – **Fax** +39 039 9999899 **E-mail:** info@mdsmedical.it

R.E.A.: Roma 1030381 – **P. IVA:** 07408671001 – **Cap. Soc.** 10.000,00 i.v.